

## Детергент URIT D12 для анализатора мочи UriLit (флакон 500 мл)

Анализаторы мочи

URIT Since 1994  
Better Health For All

Под заказ



### Описание

#### Детергент URIT D12 для анализатора мочи UriLit

Детергент URIT D12 — промывающий раствор для автоматических анализаторов мочи. Он используется для нейтрализации, промывки и удаления излишков реактивов, а также может применяться в качестве смачивающего реагента.

Раствор предназначен для поддержания корректной работы системы анализатора и устранения перекрёстного загрязнения в процессе проведения исследований мочи. Перед применением детергент разводится деионизированной водой.

URIT D12 поставляется в пластиковом флаконе объёмом 500 мл. Детергент совместим с автоматическими анализаторами мочи UriLit 1600 и UriLit 1500. После вскрытия раствора срок его стабильности составляет 60 дней.

Детергент URIT D12 разработан для использования с анализаторами мочи UriLit 1600 и UriLit 1500. Возможность применения детергента с другими моделями анализаторов мочи определяется конструкцией прибора, требованиями производителя к промывающим растворам, способом подготовки реагента и совместимостью его компонентов с элементами гидравлической системы анализатора.

Применение URIT D12 в других анализаторах возможно только при подтверждённой совместимости. Использование неподходящего детергента или раствора с неверной концентрацией может привести к некорректной промывке системы, остаточному загрязнению или нарушению работы анализатора.

Перед использованием детергент URIT D12 разводится деионизированной водой в соответствии с инструкцией производителя. Использование деионизированной воды позволяет приготовить рабочий раствор без минеральных примесей, которые могут повлиять на работу гидравлической системы и результаты исследований.

#### Назначение

- Нейтрализация остатков реактивов в системе анализатора.
- Промывка элементов системы автоматического анализатора мочи.
- Удаление излишков реактивов после проведения анализа.
- Использование в качестве смачивающего реагента.
- Устранение перекрёстного загрязнения в процессе анализа мочи.

#### Особенности

- Предназначен для автоматических анализаторов мочи.
- Используется для нейтрализации и удаления остатков реактивов.
- Способствует устранению перекрёстного загрязнения при проведении анализа.
- Может использоваться в качестве смачивающего реагента.
- Перед использованием требует разведения деионизированной водой.
- Поставляется в пластиковом флаконе объёмом 500 мл.
- После вскрытия сохраняет стабильность в течение 60 дней.
- Совместим с анализаторами мочи UriLit 1600 и UriLit 1500.

#### Состав

- Гидроксид натрия.
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ).
- Буферный раствор.

### Технические характеристики

| Характеристика               | Значение                             |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Тип                          | Детергент, промывающий раствор       |
| Назначение                   | Для автоматических анализаторов мочи |
| Объём                        | 500 мл                               |
| Форма выпуска                | Пластиковый флакон                   |
| Подготовка перед применением | Разведение деионизированной водой    |
| Стабильность после вскрытия  | 60 дней                              |

### Преимущества

- Предназначен для промывки системы автоматических анализаторов мочи.
- Удаляет остатки и излишки реактивов после проведения исследований.
- Способствует снижению риска перекрёстного загрязнения между последовательными исследованиями.
- Может использоваться в качестве смачивающего реагента.
- Содержит гидроксид натрия, ПАВ и буферный раствор.
- Предусматривает разведение деионизированной водой перед применением.
- Совместим с анализаторами мочи UriLit 1600 и UriLit 1500.
- Поставляется в удобном пластиковом флаконе объёмом 500 мл.
- Герметичная упаковка обеспечивает удобное хранение раствора до вскрытия.
- После вскрытия раствор сохраняет стабильность в течение 60 дней.
- Использование специализированного детергента помогает поддерживать чистоту рабочих элементов и гидравлической системы анализатора.

### Характеристики

| Параметр:           | Показатель: |
|---------------------|-------------|
| Бренд               | URIT        |
| Страна бренда       | Китай       |
| Страна производства | Китай       |

#### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.