


Ротор ELMI 50.03 для CM-50M

Медицинские центрифуги



Ваша цена

Розница

10 935 руб.

Оптовая цена

10 530 руб.

ELMI

Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Ротор ELMI 50.03 для ELMI CM−50M

Ротор ELMI 50.03 предназначен для использования с центрифугой ELMI CM−50M. Оснащён двумя стандартными ПЦР стрипами объёмом по 0.2 мл, что делает его удобным решением для работы с малыми образцами в лабораторных условиях. Конструкция ротора обеспечивает равномерное распределение центробежной силы и надёжную фиксацию пробирок во время вращения.

Совместно с центрифугой ELMI CM−50M ротор ELMI 50.03 позволяет выполнять широкий спектр задач по подготовке биологических проб, включая осаждение клеток, белков и нуклеиновых кислот. Подходит для лабораторий клинической диагностики, молекулярной биологии, биохимии и исследовательских центров.

Особенности

- Совместим с центрифугой ELMI CM−50M.
- Рассчитан на два ПЦР стрипа объёмом по 0.2 мл.
- Обеспечивает равномерное распределение центробежной силы.
- Прочный и износостойкий материал изготовления.
- Устойчив к воздействию химических реагентов и дезинфектантов.
- Обеспечивает точное позиционирование и балансировку при высоких скоростях вращения.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Совместимость	ELMI CM−50M
Количество ячеек	2 ПЦР стрипа по 8 пробирок (0.2 мл)
Количество режимов перемешивания	9
Скорость вращения ротора (дискретная)	1 000 – 12 000 об/мин
Гравитационное поле	до 10 000 g
Программируемый режим подготовки образцов	3
Материал ротора	Алюминиевый сплав с анодированным покрытием
Тип фиксации	Механическая, с нажимным креплением

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

ELMI

Страна бренда

Латвия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.