

Термостат суховоздушный Термэкс Биотест (53 л, 10...30 °С)

Анализаторы потребления кислорода (ХПК и БПК)



Под заказ

Описание

Суховоздушный термостат Биотест

предназначен для поддержания заданной температуры при определении биохимического потребления кислорода (БПК) в соответствии с ISO 5815-1, ISO 5815-2 и РД 52.24.420 и используется в промышленных и научно-исследовательских лабораториях.

Термостат БИОТЕСТ может быть использован в качестве лабораторного холодильника для других применений.

Камера с рабочим объемом 53 литра с двумя переставными полками для размещения лабораторной посуды с пробями (для увеличения рабочего объема до 65 л дополнительно потребуется полка БИОТЕСТ-П).

Наличие встроенной холодильной машины позволяет хранить пробы при температурах ниже температуры окружающей среды.

Основные особенности:

- Микропроцессорный регулятор температуры.
- Цифровая индикация текущей температуры.
- Выключатель питания.
- Принудительная циркуляция воздуха во внутреннем объеме.
- Внутренняя отделка из АБС-пластика.
- На верхней крышке имеется адаптер для установки контрольного термометра.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Объем, л	53
Диапазон регулирования температуры, °С	10...30
Время охлаждения рабочей камеры термостата от t окр. воздуха до установленной температуры +10 °С, ч, не более	1,0
Нестабильность поддержания установленной температуры, °С	±0,5
Неоднородность температурного поля в рабочей зоне, °С	±0,5
Питание, В/Гц	230±23/50±1
Потребляемая мощность, Вт, не более	200
Габариты (Ш×Г×В), мм	480×620×1070
Масса, кг	33
Средний срок службы, лет	7
Средняя наработка на отказ, ч	15 000

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Termex

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000032376.pdf>**Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.