

Аппарат для магнитотерапии Мед ТеКо МАГНИТ

Магнитотерапия



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

```
<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <h3>Аппарат для магнитотерапии Мед ТеКо МАГНИТ</h3>
    </div>
  </div>
```

```
    <div class="content__col">
      <div class="content-area">
        <p><strong>Мед ТеКо МАГНИТ</strong> — универсальный аппарат для магнитотерапии,
        предназначенный для лечебного воздействия низкочастотным магнитным полем в широком
        диапазоне частот, модуляций и напряжённости поля. Аппарат способствует активизации
        кровообращения, обменных процессов, стимуляции мышечной деятельности и обладает
        болеутоляющим эффектом.</p>
```

```
        <p>Устройство применяется в физиотерапии, физической медицине, лечебной физкультуре
        и ортопедии, а также подходит для амбулаторного лечения пациентов с различными болевыми
        синдромами.</p>
      </div>
    </div>
  </div>
```

```
<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <h4>Особенности</h4>
    </div>
  </div>
```

```
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <ul>
        <li>Современная элементная база</li>
        <li>Микропроцессорная система программирования, управления и контроля режимов
        работы</li>
        <li>Широкий спектр задаваемых параметров: индукция, частота, форма импульсов</li>
        <li>Информационный дисплей высокого разрешения</li>
        <li>Гибкая система подбора различных индукторов с их идентификацией</li>
        <li>Простота в работе и сервисном обслуживании</li>
        <li>Современный дизайн</li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <h4>Показания к применению</h4>
    </div>
  </div>
```

```
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <ul>
        <li>Болезни нервной системы</li>
        <li>Болезни системы кровообращения</li>
        <li>Заболевания органов дыхания</li>
      </ul>
    </div>
  </div>
```

```

<li>Заболевания органов пищеварения</li>
<li>Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани</li>
<li>Болезни мочеполовой системы</li>
<li>Эндокринопатии</li>
<li>Нагноительные заболевания кожи и подкожной клетчатки в стадии разрешения или после
оперативного вмешательства</li>
<li>Иммунодефицитные состояния</li>
<li>Болезни уха, горла и носа</li>
<li>Болезни глаз</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>

<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
<div class="content__col">
<div class="content-area">
<h4>Противопоказания</h4>
</div>
</div>
<div class="content__col">
<div class="content-area">
<ul>
<li>Склонность к кровотечению</li>
<li>Системные заболевания крови</li>
<li>Злокачественные новообразования</li>
<li>Выраженная гипотония</li>
<li>Заболевания, протекающие с высокой лихорадкой</li>
<li>Острый период инфаркта миокарда</li>
<li>Острый период инфаркта головного мозга</li>
<li>Нагноения кожи, подкожной клетчатки, полостей до оперативного вмешательства, пункции
полости, дренирование гнойника</li>
<li>Выраженный тиреотоксикоз</li>
<li>Беременность</li>
<li>Наличие имплантированного электрокардиостимулятора</li>
<li>Индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность к магнитным
полям</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>

<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
<div class="content__col">
<div class="content-area">
<h4>Технические характеристики</h4>
</div>
</div>
<div class="content__col">
<div class="content-area">
<table>
<tr>
<th>Характеристика</th>
<th>Значение</th>
</tr>
<tr>
<td>Вид тока</td>
<td>постоянный, синусоидальный, импульсный</td>
</tr>
<tr>
<td>Форма несущих импульсов</td>
<td>прямоугольная, пилообразная, колоколообразная</td>
</tr>
<tr>
<td>Форма модулирующего сигнала</td>
<td>пилообразная, прямоугольная, треугольная, ступенчатая</td>
</tr>
<tr>
<td>Виды бегущей волны</td>
<td>поступательное, поступательное с изменением полярности, поступательно-возвратное,
поступательно-возвратное с изменением полярности</td>
</tr>
<tr>
<td>Напряжённость поля на поверхности индукторов №1 и №2, мТл</td>
<td>60 ± 10 &#37; &#40;постоянный ток&#41;; 80 ± 10 &#37; &#40;синусоидальный
и импульсный ток&#41;</td>
</tr>
<tr>
<td>Напряжённость поля на поверхности индукторов №4, мТл</td>
<td>&#40;2 ÷ 4&#41; ± 10 &#37; &#40;постоянный ток&#41;; &#40;2 ÷ 6&#41; ± 10 &#37;
&#40;синусоидальный и импульсный ток&#41;</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>

```

Напряжённость поля на поверхности индукторов №3 и №5, мТл	15 ± 20 % (постоянный ток); 20 ± 20 % (синусоидальный и импульсный ток)
Регулировка магнитной индукции ступенями, %	25 / 50 / 75 / 100
Частота генерации несущих импульсов, Гц	(50 / 100) ± 10 %
Частота модуляции несущих импульсов, Гц	(0,5 / 1 / 5 / 10) ± 10 %
Скважность импульсов	1:1; 1:2; 1:5; 1:10
Режимы работы аппарата	непрерывный, импульсный
Время работы в повторно-кратковременном режиме	6 ч
Время работы	32 мин
Время паузы	10 мин
Диапазон установки таймера	1÷99 мин ± 5 %

Преимущества

Аппарат для магнитотерапии Мед ТеКо МАГНИТ предлагает ряд преимуществ, которые обеспечивают эффективность и комфорт при лечении:

- Широкий диапазон частот и форм модулирующего сигнала — позволяет точно подбирать параметры терапии под индивидуальные потребности пациента.
- Микропроцессорное управление — обеспечивает стабильность и точность режимов работы аппарата.
- Информационный дисплей высокого разрешения — упрощает настройку и контроль параметров лечения.
- Гибкая система подбора индукторов с автоматической идентификацией — расширяет возможности применения в различных областях медицины.
- Современный дизайн и компактные размеры — делают аппарат удобным в эксплуатации и транспортировке.
- Возможность выбора режима работы (непрерывный и импульсный) — обеспечивает максимальную адаптацию терапии под клинические задачи.
- Регулировка магнитной индукции ступенями — позволяет дозировать воздействие с высокой точностью.
- Надёжная и простая в обслуживании конструкция — минимизирует время на подготовку и техническое обслуживание.
- Поддержка различных форм импульсов и бегущей волны — расширяет спектр лечебных эффектов и повышает эффективность терапии.
- Оптимальное соотношение цена/качество — доступное современное решение для физиотерапевтических кабинетов и лечебных учреждений.

Мед ТеКо МАГНИТ — универсальный и надёжный аппарат для магнитотерапии, который обеспечивает эффективное и безопасное лечение широкого спектра заболеваний.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Мед ТеКо
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010022752.pdf
Габариты, мм	390 × 174 × 270
Вес, кг	8
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	не более 120
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.