

## Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry WIC-2008M

Прессотерапия



**Ваша цена**

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Количество секций в манжете: 4
- Давление в манжете, мм рт. ст.: 50...280
- Время работы, мин: 1...30
- Количество режимов работы: 1
- Особенности: можно использовать дома

### Описание

#### Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry WIC-2008M

Won Industry WIC-2008M предназначен для проведения пневмокомпрессионной терапии. Он подходит для проведения глубокого лимфодренажа (локальной баротерапии) и пневмокомпрессионного массажа с направленным лимфодренажным компонентом.

Позволяет выполнять три вида воздействия на основе эффекта пневмокомпрессии:

- Прессотерапию (собственно, массаж на основе поочерёдного повышения давления в различных секциях манжет).
- Локальную баротерапию (глубокий лимфодренаж).
- Сочетанную прессотерапию (пневмокомпрессионный массаж) с направленным лимфодренажным компонентом.

Поставляется с различным набором манжет:

- Две манжеты на ноги.
- Две манжеты на ноги и одна манжета на талию.

Дополнительно можно заказать манжету на руку.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2011/10773 от 14.10.2011.

WIC-2008M имеет аналоговое управление и очень прост в использовании. Его можно легко применять дома.

Показания к профилактике:

- Для косметологической практики (антицеллюлитный эффект, уменьшение объёмов тела, улучшение состояния и упругости кожи, снятие пастозности и отёков после аппаратной косметологии).
- Профилактика заболеваний и нарушений сердечнососудистой, нервной и опорно-двигательной систем.
- Профилактика варикозного поражения вен конечностей, венозных тромбозов.
- Профилактика заболеваний, потенцированных малоподвижным образом жизни (в т.ч. профилактика простатита, импотенции, запоров и атонии кишечника).
- Восстановительный период после травм и операций.

Показания к терапии:

- Хроническая варикозная болезнь вен нижних конечностей.
- Ишемическая болезнь сердца.
- Гипертоническая болезнь.
- Посттромбофлебитическая болезнь.
- Цереброваскулярная болезнь.

- Последствия острой недостаточности мозгового кровообращения и других поражений ЦНС, связанных с атонией, либо гипертонусом мышц конечностей.
- Остеохондроз позвоночника с цервикобрахиалгией, люмбоишиазом и реактивными миозитами конечностей.
- Деформирующий остеоартроз суставов конечностей.
- Лимфостаз посттравматический, постоперационный, постинфекционный.

## Преимущества

- Компактные размеры и небольшой вес.
- Очень простое управление (два тумблера — для времени и давления).
- Можно использовать в домашних условиях.
- Можно подобрать подходящий набор манжет.
- Манжеты безразмерные и подойдут всем.

## Характеристики

| Параметр:                      | Показатель:             |
|--------------------------------|-------------------------|
| Бренд                          | Won Industry            |
| Страна бренда                  | Южная Корея             |
| Отрасли                        | Эстетическая медицина   |
| Количество секций в манжете    | 4                       |
| Давление в манжете, мм рт. ст. | 50...280                |
| Время работы, мин              | 1...30                  |
| Количество режимов работы      | 1                       |
| Особенности                    | можно использовать дома |
| Габариты, мм                   | 280×215×172             |
| Вес, кг                        | 3.5                     |
| Электропитание, В              | 220                     |
| Страна производства            | Южная Корея             |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.