

Аппарат ультразвуковой терапии IBRAMED SONOPULSE 1 и 3 МГц

Ультразвуковая терапия



Ваша цена

Розница

136 200 руб.

Оптовая цена

132 000 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип УЗТ-аппарата: мультисистотный (2 частоты)
- Частота колебаний, МГц: 1, 3
- Режим работы: импульсный, непрерывный
- Предустановленные протоколы работы: 46 предустановленных, 20 пользовательских программ
- Эффективная интенсивность ультразвуковых колебаний, Вт/см²: 0,1...3

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

Описание

Аппарат ультразвуковой терапии IBRAMED SONOPULSE 1 и 3 МГц

IBRAMED SONOPULSE 1 и 3 МГц — самый удобный и широкий по функциям аппарат из линейки SONOPULSE.

Можно выбрать частоту ультразвука: 1 или 3 МГц. Трансдуктор (излучатель) имеет две поверхности площадью 3 и 7 см². Поверхность меньшего диаметра можно использовать только при излучении частотой 1 МГц, поверхность большего — при обеих частотах. Мощность излучения для поверхности 7 см² составляет 21 Вт (т.е. максимальная мощность излучения 3 Вт/см²), а для поверхности 3 см² — 3 Вт (т.е. максимальная мощность излучения 1 Вт/см²).

Можно выбрать режим излучения ультразвука — непрерывный (синусоидальная волна на заданной частоте) или импульсный. Импульсный режим имеет импульсную частоту повторяемости в 100 Гц, 48 Гц, 16 Гц со средним импульсом в 1/2 (50 %) и 1/5 (20 %).

При частоте 1,0 МГц ультразвук проникает на глубину до 6-8 см, наиболее эффективное терапевтическое озвучивание тканей происходит на глубине 4-5 см. При частоте 1,6-3,0 МГц ультразвук проникает на глубину до 3 см, наиболее эффективное терапевтическое озвучивание тканей происходит на глубине до 1 см.

Предустановленные протоколы лечения для частоты 3 МГц

- Повреждение мышц: луче-запястных суставных разгибателей (острая фаза или подострая фаза).
- Плантарный фасцит (острая фаза или хроническая фаза).
- ПБА-синдром (острая фаза или хроническая фаза).
- Повреждение суставов: коленного, лодыжки, фалангового, травма запястья, эпикондилит.
- Пателлярный/ахиллов тендинит (острая фаза или хроническая фаза).
- Тугоподвижность суставов: запястья, локтевого, коленного/голеностопного, межфаланговых.
- Целлюлит I,II,III стадии, локальные жировые отложения.
- Постоперационные рубцы: свежие или старые.
- Фонофорез в косметологии.

Предустановленные протоколы лечения для частоты 1 МГц

- Острая фаза повреждения мышц: бедра двухглавой, бедра прямой, большеберцовой передней, плеча дельтовидной, плеча ромбовидной.

- Подострая фаза повреждения мышц: бедра двухглавой, бедра прямой, большеберцовой передней, плеча дельтовидной, плеча ромбовидной.
- Спазм мышц дельтовидной плеча, паравerteбральных шейного, грудного или поясничного отдела, ромбовидной, двухглавой/трёхглавой плеча, икроножной голени, двухглавой бедра, прямой бедра.
- Повреждение суставов: острая или хроническая фаза вертельного бурсита.
- Тендинит: ягодичной мышцы (острая фаза, хроническая фаза), супраспинальный (острая фаза, хроническая фаза).
- Фонофорез лекарственных препаратов.

Комплектация:

Параметры терапевтического ультразвука

Параметр

SONOPULSE 1 и 3 МГц

Несущая частота

1 или 3 МГц $\pm 10\%$

Режим генерации ультразвука

Непрерывный: синусоидальная волна частотой 1 и 3 МГц.

Импульсный: передача с синусоидальными волнами ультразвуковой частоты, отрегулированной на прямоугольную волну. Возможные импульсы: 100, 48 и 16 Гц.

Эффективная мощность ультразвука

0,3 до 21,0 Вт

Площадь потока мощности (ППМ) ультразвука

0,1 до 3,0 Вт/см²

Преимущества

Аппарат ультразвуковой терапии IBRAMED SONOPULSE 1 и 3 МГц предлагает широкий спектр преимуществ, обеспечивающих его эффективность и безопасность в физиотерапевтической и реабилитационной практике:

- Двойная частота 1 и 3 МГц — универсальное применение для работы с глубокими и поверхностными тканями.
- Непрерывный и импульсный режимы излучения — гибкость в настройке терапии в зависимости от клинической задачи.
- Встроенный контактный датчик — обеспечивает надёжную работу только при хорошем контакте с кожей пациента.
- Высокая эффективность передачи ультразвуковой энергии — точное воздействие на нужную область.
- Эргономичный аппликатор — удобно ложится в руку, снижая утомляемость специалиста при длительной работе.
- Интуитивный интерфейс с цифровым дисплеем — упрощает настройку параметров и контроль процедуры.
- Функция автоматической калибровки — поддерживает стабильную мощность и безопасность воздействия.
- Компактный и лёгкий корпус — удобно использовать в кабинете и при выездных процедурах.
- Программируемые параметры — возможность настройки индивидуальных протоколов для различных показаний.
- Соответствие международным стандартам безопасности и эффективности — гарантия надёжности оборудования.

IBRAMED SONOPULSE 1 и 3 МГц является современным решением для ультразвуковой терапии, позволяя эффективно лечить воспалительные, болевые и посттравматические состояния мягких тканей.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	IBRAMED
Страна бренда	Бразилия
Отрасли	Здравоохранение, Реабилитация, Эстетическая медицина
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000026368.pdf
Тип УЗТ-аппарата	мультичастотный (2 частоты)
Частота колебаний, МГц	1, 3
Режим работы	импульсный, непрерывный
Предустановленные протоколы работы	46 предустановленных, 20 пользовательских программ
Эффективная интенсивность ультразвуковых колебаний, Вт/см ²	0,1...3
Максимальная выходная мощность, Вт	21
Габариты, мм	360 × 315 × 125
Вес, кг	2.2
Электропитание, В	100-240
Потребляемая мощность, Вт	40
Страна производства	Бразилия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.