

Портативный аппарат для лазерной терапии Бином УзорМед-Макси-Артро

Лазерная терапия



Ваша цена

Розница

28 000 руб.

Оптовая цена

26 600 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Портативный аппарат для лазерной терапии Бином УзорМед-Макси-Артро

Бином УзорМед-Макси-Артро — портативный аппарат магнитолазерной терапии, предназначенный для лечения воспалительных и травматических заболеваний опорно-двигательной системы. Устройство сочетает импульсное инфракрасное лазерное излучение и постоянное магнитное поле, обеспечивая комплексное физиотерапевтическое воздействие на патологический очаг.

Отличительной особенностью аппарата является встроенная инфракрасная лазерная матрица площадью не менее 20 см² с постоянным магнитным полем. Такое сочетание усиливает терапевтическое действие лазерного излучения, способствует уменьшению боли и отёка, оказывает противовоспалительное воздействие, улучшает микроциркуляцию, повышает проводимость нервных волокон и ускоряет процессы регенерации тканей.

Аппарат работает в двух режимах частоты повторения импульсов — 150 и 1 500 Гц, что позволяет подбирать оптимальный режим воздействия в зависимости от характера заболевания. Благодаря компактным размерам и питанию от бытовой электросети устройство подходит как для применения в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.

Лечебные эффекты

- Обезболивающее действие.
- Противоотёчный эффект.
- Противовоспалительное воздействие.
- Улучшение кровообращения и микроциркуляции.
- Повышение проводимости нервных волокон.
- Стимуляция процессов регенерации тканей.
- Повышение иммунной активности организма.
- Ускорение восстановления после травм и оперативных вмешательств.

Показания к применению

- Остеохондроз.
- Артриты и артрозы.
- Миозиты.
- Последствия травм опорно-двигательного аппарата.
- Невралгии.
- Невриты.
- Корешковый синдром.
- Хроническая венозная недостаточность.
- Трофические язвы.
- Дерматиты.
- Трофические нарушения кожи.
- Плохо заживающие раны и язвы.
- Урологические заболевания.
- ЛОР-заболевания.
- Заболевания эндокринной системы.
- Заболевания сердечно-сосудистой системы.
- Восстановление после операций и травм.

Особенности

- Сочетание магнитной и лазерной терапии в одном устройстве.
- Инфракрасная лазерная матрица площадью не менее 20 см².
- Постоянное магнитное поле с магнитной индукцией не менее 30 мТл.
- Два режима частоты повторения импульсов — 150 и 1 500 Гц.
- Импульсное инфракрасное лазерное излучение.
- Подходит для применения в лечебных учреждениях и домашних условиях.
- Простое управление и готовность к работе после подключения к сети.
- Компактная конструкция и небольшой вес.
- Поставка с сетевым адаптером.
- Чехол на молнии для хранения и транспортировки.

Комплект поставки

- Блок излучения УзорМед-Макси-Артро с сетевым адаптером — 1 шт.
- Чехол для аппарата — 1 шт.
- Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.
- Методическое пособие — 1 шт.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Длина волны излучения	0,80 – 0,95 мкм
Режим излучения	Импульсное излучение инфракрасного диапазона
Суммарная импульсная мощность излучения	30 ± 5 Вт
Частота повторения импульсов, режим 1	1 500 Гц
Частота повторения импульсов, режим 2	150 Гц
Магнитная индукция	не менее 30 мТл
Площадь облучаемой поверхности	не менее 20 см ²
Электробезопасность по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010	Класс II, тип BF
Класс лазерной опасности по ГОСТ IEC 60825-1-2013	1М

Преимущества

- Сочетание инфракрасной лазерной терапии и постоянного магнитного поля в одном устройстве.
- Лазерная матрица с площадью воздействия не менее 20 см² для обработки крупных анатомических зон.
- Два режима работы с частотой 150 и 1500 Гц для выбора оптимального терапевтического воздействия.
- Импульсное инфракрасное лазерное излучение с длиной волны от 0,80 до 0,95 мкм.
- Усиление противовоспалительного, обезболивающего и противоотёчного действия за счёт магнитолазерной терапии.
- Способствует улучшению микроциркуляции крови и питания тканей.
- Стимулирует процессы регенерации и ускоряет восстановление после травм и операций.
- Повышает проводимость нервных волокон и функциональную активность тканей.
- Магнитная индукция не менее 30 мТл.
- Компактная и портативная конструкция для использования в клинике и домашних условиях.
- Простое управление без необходимости специальной подготовки пользователя.
- Питание от бытовой электрической сети через сетевой адаптер.
- Низкое энергопотребление — не более 10 Вт.
- Соответствие требованиям электробезопасности класса II, тип BF.
- Чехол на молнии в комплекте для удобного хранения и транспортировки.
- Подходит для длительного применения в физиотерапевтической практике и домашней реабилитации.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Бином
Страна бренда	Россия

Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040485.pdf
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	не более 10
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.