

Электрод для детей PG10S/RU7959P к дефибриллятору ДА-Н-01

Дефибрилляторы



AXION
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
с 1970 года

Под заказ

Описание

Электрод PG10S/RU7959P для дефибриллятора ДА-Н-01, для детей

Многофункциональный электрод PG10S/RU7959P не стерилен и рекомендован для однократного использования. Предназначен для проведения реабилитационных действий для детей в исполнении перёд.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010.

Совместим с дефибриллятором [Аксион ДА-Н-01](#).

Повторное применение влияет на точность измерений и чревато загрязнением и распространением инфекций. Не рекомендуется использовать высохшие электроды.

Запрещено чистить электроды спиртосодержащими соединениями и растворителями. Электроды с истёкшим сроком службы подлежат утилизации.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Аксион

Страна бренда

Россия

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010017446.pdf>

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.