

Фармацевтический холодильник с морозильной камерой Haier HYCD-282A

Фармацевтические холодильники



- Тип холодильника: для вакцин, для крови, комбинированный, фармацевтический
- Температура в холодильнике, °C: +2...+8
- Температура в морозильной камере, °C: -10...-40
- Общий объем, л: 282
- Объем холодильной камеры, л: 185
- Объем морозильной камеры, л: 97

Haier
Biomedical

Под заказ

Описание

Фармацевтический холодильник с морозильной камерой Haier HYCD-282A

Haier HYCD-282A предназначен для хранения вакцин, фармацевтических препаратов и крови при температуре +2 до +8 °C в холодильной камере и -10 до -40 °C в морозильной камере.

Двухкамерная модель сочетает фармацевтический холодильник с морозильной камерой, оснащена микропроцессорным управлением и системой принудительного воздушного охлаждения, обеспечивающей равномерное распределение температуры внутри камер. Каждое отделение имеет независимую панель отображения температуры. Модель оснащена двойным компрессором Danfoss и вентиляторами EBM для ускоренного замораживания и эффективного охлаждения.

Система сигнализации холодильника и морозильника обеспечивает световые и звуковые уведомления о неисправностях, с встроенным аккумулятором на 72 ч. Возможна установка замка для ограничения доступа. Автоматическая запись температурных параметров осуществляется с передачей данных через USB-порт.

Внутренние поверхности камер выполнены из нержавеющей стали, устойчивой к механическим воздействиям и легкой в очистке. Для удобства перемещения предусмотрены ролики и регулируемые ножки.

Холодильник имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ и декларацию о соответствии ЕАЭС. Предназначен для юридических лиц и ИП с подключением к ЭДО.

Потребление электроэнергии: 400 Вт.

Особенности

- Двойной компрессор Danfoss для холодильной и морозильной камер
- Дверь холодильного отделения с прозрачным окном
- Система принудительного воздушного охлаждения
- Внутренняя отделка из нержавеющей стали
- Двойной дисплей для отображения температуры
- Микропроцессорное управление с LED-дисплеем
- Звуковая и световая сигнализация
- Встроенный аккумулятор на 72 ч
- USB-порт для передачи температурных данных
- Автоматическая запись температурных параметров
- Дверной замок для ограничения доступа
- Система самоизоляции с двойными уплотнениями
- Регулируемые ножки и ролики для перемещения

Технические характеристики

Параметр	Значение
Исполнение	Вертикальное, 2 двери
Климатический класс	N
Тип охлаждения	Принудительное воздушное / Прямое

Режим разморозки	Автоматический / Ручной
Контроллер	Микропроцессорный
Дисплей	Светодиодный
Полки / ящики	3 / 1 (холодильник), 0 / 2 (морозильник)
USB интерфейс	наличие
Сила тока, А	2,8

Преимущества

- Двойной компрессор.
- Дверь с прозрачным окном.
- Система охлаждения.
- Внутренняя отделка из нержавеющей стали.
- Двойной дисплей для отображения температуры в холодильной и морозильной камерах.
- Микропроцессорное управление.
- Звуковые и световые сигналы.
- Встроенный аккумулятор.
- USB-порт.
- Автоматическая запись температурных параметров.
- Дверной замок.
- Система самоизоляции.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Haier Biomedical
Страна бренда	Китай
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010019464.pdf
Тип холодильника	для вакцин, для крови, комбинированный, фармацевтический
Температура в холодильнике, °C	+2...+8
Температура в морозильной камере, °C	-10...-40
Общий объем, л	282
Объем холодильной камеры, л	185
Объем морозильной камеры, л	97
Количество компрессоров, шт	2
Хладагент	без содержания хлорфторуглеродов
Максимальный шум, дБ	42
Габариты, мм	736 × 660 × 1 810
Вес, кг	145

Вес в упаковке, кг	160
Габариты в упаковке, мм	775 × 720 × 1 930
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	400
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.