Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry WIC-2008M

Прессотерапия



- Количество секций в манжете: 4
- Давление в манжете, мм рт. ст.: 50...280
- Время работы, мин: 1...30
- Количество режимов работы: 1
- Особенности: можно использовать дома

Не поставляется

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry WIC-2008M

Won Industry WIC-2008M предназначен для проведения пневмокомпрессионной терапии.
Он подходит для проведения глубокого лимфодренажа (локальной баротерапии)
и пневмокомпрессионного массажа с направленным лимфодренажным компонентом.

Позволяет выполнять три вида воздействия на основе эффекта пневмокомпрессии:

- Прессотерапию (собственно, массаж на основе поочерёдного повышения давления в различных секциях манжет).
- Локальную баротерапию (глубокий лимфодренаж).
- Сочетанную прессотерапию (пневмокомпрессионный массаж) с направленным лимфодренажным компонентом.

Поставляется с различным набором манжет:

- Две манжеты на ноги.
- Две манжеты на ноги и одна манжета на талию.

Дополнительно можно заказать манжету на руку.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2011/10773 от 14.10.2011.

WIC-2008M имеет аналоговое управление и очень прост в использовании. Его можно легко применять дома.

Показания к профилактике:

- Для косметологической практики (антицеллюлитный эффект, уменьшение объёмов тела, улучшение состояния и упругости кожи, снятие пастозности и отёков после аппаратной косметологии).
- Профилактика заболеваний и нарушений сердечнососудистой, нервной и опорно-двигательной систем.
- Профилактика варикозного поражения вен конечностей, венозных тромбозов.
- Профилактика заболеваний, потенцированных малоподвижным образом жизни (в т.ч. профилактика простатита, импотенции, запоров и атонии кишечника).
- Восстановительный период после травм и операций.

Показания к терапии:

- Хроническая варикозная болезнь вен нижних конечностей.
- Ишемическая болезнь сердца.
- Гипертоническая болезнь.
- Посттромбофлебитическая болезнь.
- Цереброваскулярная болезнь.
- Последствия острой недостаточности мозгового кровообращения и других поражений ЦНС, связанных с атонией, либо гипертонусом мышц конечностей.
- Остеохондроз позвоночника с цервикобрахиалгией, люмбоишиазом и реактивными миозитами конечностей.
- Деформирующий остеоартроз суставов конечностей.

• Лимфостаз посттравматический, постоперационный, постинфекционный.

Преимущества

• Компактные размеры и небольшой вес.
• Очень простое управление (два тумблера — для времени и давления).
• Можно использовать в домашних условиях.
• Можно подобрать подходящий набор манжет.
• Манжеты безразмерные и подойдут всем.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Won Industry
Страна бренда	Южная Корея
Отрасли	Эстетическая медицина
Количество секций в манжете	4
Давление в манжете, мм рт. ст.	50...280
Время работы, мин	1...30
Количество режимов работы	1
Особенности	можно использовать дома
Габариты, мм	280×215×172
Вес, кг	3.5
Электропитание, В	220
Страна производства	Южная Корея

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.